



umano medical

SÉRIE THÉRAPEUTIQUE

airnest orange<sup>MC</sup>



**Prévention des plaies • Traitement Stade I - IV • Gestion du microclimat**

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- La thérapie de faible perte d'air contrôle l'humidité et l'accumulation de chaleur pour aider à gérer l'environnement microclimatique de la peau du patient.
- La surface possède une technologie de capteur de surveillance de la pression en temps réel, offrant des pressions d'interface précises ainsi que le confort du patient.
- Le système a une capacité de verrouillage et une mémoire interne qui conserve les paramètres actuels.
- Retient l'air pendant le transport et la panne de courant.

## THÉRAPIES

- Faible perte d'air sur demande
- Alternance de pression
- Mode statique



Des surfaces d'appui de haute performance afin d'offrir aux patients des soins améliorés.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CELLULES D'AIR

Redistribution optimale de la pression avec thérapie d'alternance de pression.

### UNITÉ DE CONTRÔLE

Le panneau de commande intuitif permet au personnel de régler rapidement le poids du patient, de sélectionner les thérapies souhaitées et de déterminer le temps du cycle d'AP.

### MODE DOSSIER RELEVÉ

En position assise, le système augmente la pression dans les cellules d'air afin d'éviter l'enfoncement.

**CELLULES D'AIR**  
Redistribution optimale de la pression

**UNITÉ DE CONTRÔLE**  
Fiable, facile d'utilisation et silencieuse



**HOUSSE DU DESSUS**  
Housse supérieure à trois couches, perméable à la vapeur pour une thérapie optimale de faible perte d'air.

**BORDURES LATÉRALES FERMES**  
Assurent la stabilité et facilitent la sortie et l'entrée au lit

**MOUSSE DE SÉCURITÉ**  
Mousse alvéolée recouverte d'une housse imperméable

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	89 cm l x 203 cm ou 213,4 cm L x 20,3 cm H (35" l x 80" ou 84" L x 8" H)	
Capacité de poids	500 lb (227 kg)	
Poids du matelas	23 lb (10,4 kg)	
Unité de contrôle	Dimensions	35 cm x 28 cm x 16,4 cm (13,8" x 11" x 6,5")
	Poids	10,2 lb (4,6 kg)
	Cycle	Cycle d'alternance de pression ajustable : 5, 10, 15 et 20 minutes
	Fiche	14' de qualité hôpital, détachable
	Alimentation Électrique	90-264 V, 50/60 Hz, 1A/0,5A, Universel
Inflammabilité	Listé ETL	Conforme à la norme UL STD 60601-1 pour la sécurité aux risques électriques, de feux et mécaniques
	Certifié selon	CAN/CSA STD C22.2 No. 601.1
Rencontre la norme CAL 117		
Les composants en mousse rencontrent : CAL 129, 16 CFR 1632 & 16 CFR 1633		

Les spécifications peuvent changer sans préavis.



**Umano Medical inc.**  
230, boul. Nilus-Leclerc  
L'Islet QC G0R 2C0 CANADA  
Sans frais : 1 877 247-7494  
information@umanomedical.com  
umanomedical.com

Umano Medical est distributeur de la série thérapeutique fabriquée par KAP MEDICAL