



umano medical

SÉRIE CONFORT

comfortnest greenX^{MC}




Redistribution de la pression • Confort • Durabilité

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Construction 3 couches / 3 zones avec différentes densités et valeurs IFD pour une redistribution optimale de la pression dans les zones à haut risque
- Couche supérieure en mousse mémoire viscoélastique infusée de gel pour une immersion et un confort optimal
- L'intérieur du matelas est entièrement fabriqué de mousse de qualité médicale, 100 % non allergène
- Toutes les composantes sont antimicrobiennes aidant à empêcher la croissance de bactéries et de moisissures
- La conception de la housse comprend des coutures pliées en double avec 4 poignées renforcées
- Capacité de poids de 1000 lb

Des surfaces d'appui de haute performance afin d'offrir aux patients des soins améliorés.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	Matelas du centre : 88,9 cm l x 203,2 cm ou 213,4 cm L x 15,2 cm H (35" l x 80" ou 84" L x 6" H) Extensions latérales : 15,2 cm l x 203,2 cm ou 213,4 cm L x 15,2 cm H (6" l x 80" ou 84" L x 6" H) Extension au pied (optionnelle) : 88,9 cm l x 10,2 cm L x 15,2 cm H (35" l x 4" L x 6" H)
Capacité de poids	1000 lb (454 kg)
Inflammabilité	Rencontre les normes 16 CFR 1632, Cal. TB 117 Barrière optionnelle disponible : Cal. TB 129, Boston IX-11
Garantie	Garantie 5 ans non proportionnelle

Umano Medical se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.



Umano Medical inc.
230, boul. Nilus-Leclerc
L'Islet QC G0R 2C0 CANADA
Sans frais : 1 877 247-7494
information@umanomedical.com
umanomedical.com