



umano medical

SÉRIE CONFORT

comfortnest greenXi^{MC}




Redistribution de la pression • Confort • Durabilité

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Construction 3 couches / 3 zones avec différentes densités et valeurs IFD pour une redistribution optimale de la pression dans les zones à haut risque
- Couche supérieure en mousse mémoire viscoélastique infusée de gel pour une immersion et un confort optimal
- La housse intègre toutes les composantes du matelas
- L'intérieur du matelas est entièrement fabriqué de mousse de qualité médicale, 100 % non allergène
- Toutes les composantes sont antimicrobiennes aidant à empêcher la croissance de bactéries et de moisissures
- La conception de la housse comprend des coutures pliées en double avec 4 poignées renforcées
- Capacité de poids de 1000 lb

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions

Matelas central : 88,9 cm l x 203,2 cm ou 213,4 cm L x 15,2 cm H (35" l x 80" ou 84" L x 6" H)
 Extensions latérales : 15,2 cm l x 203,2 cm ou 213,4 cm L x 15,2 cm H (6" l x 80" ou 84" L x 6" H)
 Extension au pied : 88,9 cm l x 10,2 cm L x 15,2 cm H (35" l x 4" L x 6" H)

NOTE: Toutes les pièces sont intégrées dans une housse de polyuréthane extensible dans 4 sens.

Capacité de poids 1000 lb (454 kg)

Inflammabilité

Rencontre les normes 16 CFR 1632, Cal. TB 117
 Barrière optionnelle disponible : Cal. TB 129, Boston IX-11

Garantie

Garantie 5 ans non proportionnelle

Umano Medical se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.



Umano Medical Inc.
 230, boul. Nilus-Leclerc
 L'Islet QC G0R 2C0 CANADA
 Sans frais: 1 877 247-7494
 information@umanomedical.com
 umanomedical.com