



umano medical

SÉRIE CONFORT

comfortnest yellow<sup>MC</sup>



**Confort • Durabilité • Performance**


### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Conception 1 couche / 1 zone - surface réversible (tête/pied)
- L'intérieur du matelas est entièrement fabriqué de mousse de qualité médicale, 100 % non allergène
- Toutes les composantes sont antimicrobiennes aidant à empêcher la croissance de bactéries et de moisissures
- La conception de la housse comprend des coutures pliées en double avec 4 poignées renforcées
- Capacité de poids de 450 lb
- Modèle **comfortnest yellow+** : mousse Haute Résilience (HR) et capacité de poids 950 lb

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### OPTIONS DE HOUSSE

- Polyuréthane extensible dans 4 sens
- Nylon 70 D



### MOUSSE SUPÉRIEURE

Densité de 1,8 lb et IFD de 25 – 35

Mousse HR sur le modèle comfortnest yellow+

### MOUSSE INFÉRIEURE

comfortnest yellow+ :  
Densité de 2,0 lb et IFD de 78 – 85  
fournit une base de soutien ferme  
pour une capacité de poids  
augmentée à 950 lb

### BORDURES LATÉRALES FERMES

Densité de 2,0 lb et IFD de 78 – 85  
assurent la stabilité et facilitent  
la sortie et l'entrée au lit

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	88,9 cm l x 203,2 cm ou 213,4 cm L x 15,2 cm H (35" l x 80" ou 84" L x 6" H) Dimensions personnalisées disponibles
Modèle Spécialité	Modèle psychiatrique disponible : comfortnest yellow <sup>MH</sup> Housse entièrement fermée, sans poignées, sans rabats, sans fermeture éclair.
Capacité de poids	450 lb (204 kg) 950 lb (432 kg) sur le modèle comfortnest yellow+
Inflammabilité	Rencontre les normes 16 CFR 1632, Cal. TB 117 Barrière optionnelle disponible : Cal. TB 129, Boston IX-11
Garantie	Garantie 5 ans non proportionnelle sur le modèle comfortnest yellow et comfortnest yellow+ Garantie 3 ans non proportionnelle sur le modèle comfortnest yellow <sup>MH</sup>

Umano Medical se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.