



umano medical



LIT POUR SOINS EN SANTÉ MENTALE

PERFORMANCE CLINIQUE ET
SÉCURITÉ ACCRUE



LE JUSTE ÉQUILIBRE
ENTRE LES **BESOINS
CLINIQUES** ET LA
**MITIGATION DU
RISQUE**



Balance et système de
détection de sortie de lit
intégrés



Conception anti-ligature
incluant pièces et
quincaillerie anti-vandalisme



Câbles électriques dissimulés
et sommier SafeFlex^{MC}
afin de cacher les points
d'attache apparents



Hauteur basse pour prévenir
les chutes et maximiser la
sécurité



Surfaces lisses pour prévenir
les infections



Verrouillage complet et
protection par mot de passe
limitant les mouvements
non souhaités du lit

SYSTÈME DE FREINAGE SÉCURISÉ
SAFE-LOCK^{MC} protège contre un déplacement
non souhaité du lit



**ÉCRAN TACTILE ET VERROUILLAGE
COMPLÈT DES MOUVEMENTS DU LIT**
rehausse le niveau de sécurité



**CORDON D'ALIMENTATION COURT OU
DÉTACHABLE**



CHOISIR LE JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE BESOINS CLINIQUES ET MITIGATION DU RISQUE



ENVIRONNEMENTS À FAIBLE NIVEAU D'OBSERVATION (Option 1) Médecine-chirurgie / Gériatrie / Urgence

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALISÉES

- Conception anti-ligature (quincaillerie anti-vandalisme, bouchons pour réceptacles à accessoires)
- Panneaux de tête et de pied fixes*
- Panneaux et côtés de lit sans ouvertures
- Système de freinage sécurisé Safe-Lock^{MC}
- Sommier SafeFlex^{MC}
- Câbles électriques dissimulés
- Batterie d'appoint pour le positionnement du patient
- Conception esthétique d'un gris apaisant

CARACTÉRISTIQUES DU LIT

- Hauteur basse de 25,4 cm / 10" (avec roues doubles de 12,7 cm / 5")
- Verrouillage complet des mouvements du lit à partir du panneau de pied
- Système de détection de sortie de lit (trois niveaux de sensibilité)
- Commandes avec positions cliniques préprogrammées
- Connecteur pour appel infirmier
- Poignée de relâche du RCR / CPR

ÉCRAN TACTILE / SURVEILLANCE PATIENT

- Verrouillage complet des mouvements du lit / protection par mot de passe
- Hauteur minimum programmable
- Alarmes et rappels
- Centre de messages de sécurité Inform
- Historiques de données

CORDONS D'ALIMENTATION OPTIONNELS

- Cordon d'alimentation court de 3' / 0,9 m
- Cordon d'alimentation détachable de 8' / 2,4 m

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Verrouillage des mouvements à clé
- Balance intégrée
- Lumières d'avertissement de sortie de lit
- Points d'attache recouverts ou robustes
- Couvercles en métal robustes
- Outils pour quincaillerie anti-vandalisme
- Système de surveillance du statut du lit
- Port de communication (pour mises à jour logiciel)
- Prises auxiliaires au pied du lit
- Veilleuses intelligentes¹
- Commandes additionnelles sur les côtés de lit (Rétroéclairage des commandes, lumière de lecture/chambre, appel infirmier)

* Utilisation non prévue pour les environnements de soins aigus

¹ Disponibles avec le cordon d'alimentation détachable seulement

Umano Medical se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.

ENVIRONNEMENTS À HAUT NIVEAU D'OBSERVATION (Option 2) Unités de soins psychiatriques / Centres de détention

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALISÉES

- Conception anti-ligature (quincaillerie anti-vandalisme, bouchons pour réceptacles à accessoires)
- Panneaux de tête et de pied fixes*
- Panneaux sans ouvertures
- Sans côtés de lit
- Système de freinage sécurisé Safe-Lock^{MC}
- Sommier SafeFlex^{MC}
- Câbles électriques dissimulés
- Couvercles en métal robustes
- Conception esthétique d'un gris apaisant

CARACTÉRISTIQUES DU LIT

- Hauteur basse de 25,4 cm / 10" (avec roues doubles de 12,7 cm / 5")
- Verrouillage complet des mouvements du lit à partir du panneau de pied

CORDONS D'ALIMENTATION OPTIONNELS

- Cordon d'alimentation court de 3' / 0,9 m
- Cordon d'alimentation détachable de 8' / 2,4 m

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Verrouillage des mouvements à clé
- Fixations au sol
- Côtés de lit sans ouvertures
- Points d'attache recouverts ou robustes
- Outils pour quincaillerie anti-vandalisme
- Poignée de relâche du RCR / CPR

CHAQUE ENVIRONNEMENT EST DIFFÉRENT. CHAQUE PATIENT EST UNIQUE.

Adressez-vous à votre représentant local pour une configuration personnalisée du **ooksnow**^{MH} qui répondra à vos besoins spécifiques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES FL36

Dimensions du sommier	88,9 cm x 203,2 cm ou 213,5 cm 35" x 80" ou 84"
Largeur totale	Côtés de lit descendus 100 cm / 39,25"
	Côtés de lit montés 102,9 cm / 40,5"
Capacité maximale	272 kg / 600 lb
Hauteur (dessus du sommier)	Basse 25,4 cm / 10"
	Haute 76,2 cm / 30"
Position du sommier	
Dossier	0° à 60°
Cuisse	0° à 30°
Trend. / Trend. inversé	± 16°
Comforme aux normes	CEI 60601-2-52 CEI 60601-1-3 ^e édition
Volts	120 V AC / 220-240 V AC
Ampérage	4,25 A (9,25 A avec sorties auxiliaires 120 V)
Courant de fuite	< 300 micro amps
Fréquence	60 Hz
Fiche d'alimentation	Fiche de qualité hôpital
Type de batterie	Rechargeable de type plomb acide scellée 1,2 Ah, 2 * 12 V
Précision de la balance	0,5 % avec une différence maximale de 1,1 lb / 0,5 kg dans toutes les positions

Pour l'ensemble des spécifications, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur.