



umano medical

UN LIT TOUT-EN-UN POUR DE MULTIPLES ENVIRONNEMENTS DE SOINS

médecine-chirurgie | soins bariatriques | soins palliatifs



 **ook snow** » ALL + **Pilot Drive**^{MC}

Extension électrique de la largeur Infinite^{MC}, capacité de charge augmentée et hauteur basse maximisant l'efficacité du personnel, le confort et la sécurité du patient.

Doté du Pilot Drive^{MC} – le premier système à offrir une manœuvrabilité exceptionnelle sans compromettre le profil bas du ook snow ALL et le dégagement nécessaire sous le lit.

VERSATILITÉ • HAUTEUR BASSE • MOBILITÉ



MÉDECINE-CHIRURGIE

La hauteur basse, la facilité d'utilisation et la facilité de nettoyage rendent ce lit idéal pour les unités de médecine-chirurgie.

SOINS BARIATRIQUES

La capacité de poids de 1060 lb, l'expansion de la largeur et la conception du lit encourage l'autonomie du patient et préserve leur dignité lors des soins bariatriques.

SOINS PALLIATIFS

Certification pour usage à deux personnes apportant réconfort dans les environnements de soins palliatifs.

PILOT DRIVE

Le système Pilot Drive combiné au support à oxygène intégré transforme le ook snow ALL en une solution polyvalente pour vos patients bariatriques en unité de soins intensifs.



CARACTÉRISTIQUES DU LIT

- Hauteur basse de 27,9 cm / 11" avec roues doubles de 12,7 cm / 5"
- Extension électrique de la largeur Infinite^{MC} avec système d'appoint manuel
- Système de balance intégrée
- Écran tactile, modules de commandes et verrou des commandes sur le panneau de pied
- Système de détection de sortie de lit intégré
 - 3 niveaux de sensibilité
 - Lumières d'avertissement de sortie de lit
- Veilleuses intelligentes
- Transmission à distance des alarmes de sortie de lit
- Système de dossier Boostless^{MC}
- Côtés de lit manipulables à une main
- Sommier lisses et relevables
- Batterie d'appoint
- Compatibilité avec les matelas allant jusqu'à 121,9 cm / 48" de largeur
- Hauteur basse programmable
- Mode Auto-contour programmable
- Modules de commandes intégrés aux côtés de lit
- Extension de lit intégrée de 10,2 cm / 4"
- Poignée de relâche du RCR / CPR
- Affichage de l'angle de la position de Trendelenburg
- Indicateur d'angle pour le dossier
- Points d'attache pour contention du patient
- Sorties auxiliaires isolées de 120-volt / 5 A (au pied du lit)
- Port de communication (pour mises à jour logiciel)
- Ensembles de commandes avec fonctions préprogrammées:
 - Tête de lit à 30 degrés
 - Position chaise
 - Position lit à plat
 - Trendelenburg / trendelenburg inversée
 - Position vasculaire

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Hauteur basse de 32,3 cm / 12,7" avec roues double de 15,2 cm / 6"
- Système de roue motorisée Pilot Drive^{MC} avec support à bouteille d'oxygène intégré (compatible avec les bouteilles de taille E)
- Système d'interruption de mouvement en descente
- Système de surveillance du statut du lit
- Longueur du sommier 203,2 cm ou 213,4 cm (80" ou 84")
- Sorties auxiliaires isolées de 120-volt / 5 A avec ports USB (au centre du lit)
- Côtés de lit rehaussés (pour matelas 8")
- Commandes d'appoint sur le châssis du lit
- Système de pare-choc à roulettes
- Port d'appel infirmier additionnel
- Ensembles de commandes avec fonctions préprogrammées:
 - Rétroéclairage des commandes du patient
 - Appel infirmier
- Choix d'habillages de type hébergement

ACCESSOIRES

Trapèze de lit (capacité de 136 kg / 300 lb)
Support vertical de bouteille d'oxygène
Tige à soluté (permanente & amovible)
Coussin d'extension de lit de 10,2 cm / 4"
Contrôle patient amovible
Chariot de transport

SPÉCIFICATIONS

ooksnow » ALL

Modèle	200-0000
Longueur	
Longueur totale (sommier de 203,2 cm / 80")	228,6 cm / 90"
Longueur totale (sommier de 213,4 cm / 84")	239 cm / 94"
Avec extension au pied	+ 10,1 cm / 4"
Avec Pilot Drive	+ 2,5 cm / 1"
Avec Pilot Drive / support à bouteille d'oxygène	+ 5,7 cm / 2,25"
Largeur totale	
Côtés de lit descendus (sommier de 88,9 cm / 35")	101 cm / 39,8"
Côtés de lit montés (sommier de 88,9 cm / 35")	105,4 cm / 41,5"
Côtés de lit descendus (sommier de 119,4 cm / 47")	130,8 cm / 51,5"
Côtés de lit montés (surface 119,4 cm / 47")	134 cm / 52,8"
Capacité maximale	1060 lb / 481 kg
Hauteur (jusqu'au dessus du sommier)	
Basse (avec roues doubles 12,7 cm / 5")	27,9 cm / 11"
Haute (avec roues doubles 12,7 cm / 5")	76,2 cm / 30"
Basse (avec roues doubles 15,2 cm / 6")	32,3 cm / 12,7"
Haute (avec roues doubles 15,2 cm / 6")	80,5 cm / 31,7"
Positions du sommier	
Dossier	0° à 60°
Cuisse	0° à 30°
Trend. / Trend. inversé	± 16°
Dossier Boostless ^{MC}	12,7 cm / 5"
Dimensions du sommier	
Largeur	89 cm à 119,4 cm / 35" à 47"
Longueur	203 cm ou 213 cm / 80" ou 84"
Avec extension au pied	+ 10,1 cm / 4"
Diamètre des roues	12,7 cm / 5" ou 15,2 cm / 6"
Avec Pilot Drive	15,2 cm / 6"

Conforme aux normes CEI 60601-1 et CEI 60601-2-52.

Certifié pour usage à deux personnes (un patient et un proche).

ÉLECTRONIQUE

Volts	120 V AC
Ampérage	4,25A (9,25A avec sorties auxiliaires 120 V)
Courant de fuite	Conforme aux normes CEI 60601-1
Fréquence	60 Hz
Fiche de qualité hôpital	Oui
Type de batterie	Batterie rechargeable de type plomb acide scellée 1,2 Ah, 2 * 12 V
Type de batterie (Pilot Drive)	Batterie rechargeable de type plomb acide scellée 16,5 Ah, 2 * 12 V
Précision de la balance	1% avec une différence maximale de 1 kg / 2,2 lb

Umano Medical se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis

Umano Medical Inc.
230, boulevard Nilus-Leclerc
L'Islet QC G0R 2C0 CANADA
Sans frais : 1 877-247-7494
information@umanomedical.com
umanomedical.com