



UmanoMedical

TABLE DE LIT SÉRIE FTG®



Une table de lit pratique et résistante

La conception robuste de haute qualité et le système à verrouillage automatique rendent la table sécuritaire pour le patient.

La base large est compatible avec la plupart des chaises grâce à son profil bas.

La table de lit répond aux attentes les plus élevées de prévention des infections.

Offerte dans une variété de couleurs et de finitions, la table est un complément parfait aux chambres des patients et aux espaces communs.

La hauteur de la table peut être ajustée rapidement et facilement.

POLYVALENTE • FACILE À NETTOYER • DURABLE

CONTRÔLE DES INFECTIONS

Les surfaces lisses et le plateau en acrylique résistant sont faciles à nettoyer et conçus pour être utilisés avec des produits désinfectants standards.



BASE AU PROFIL BAS

La base de la table est facile à glisser sous les lits d'hôpitaux et le mobilier grâce à son profil bas.



CONCEPTION POLYVALENTE

La hauteur facile à régler et le plateau acrylique extensible de la table permet de répondre à une variété de besoins.





umano medical

TABLE DE LIT SÉRIE FTG®

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Roulettes doubles de 5 cm / 1,97 po
- Capacité de charge : 45 kg / 100 lb
- Système de verrouillage automatique
- Fini peint en poudre époxy polyester

SPÉCIFICATIONS

	Stratifié	Acrylique
Hauteur		
Maximum	103,8 cm / 40,83 po	103,1 cm / 40,6 po
Minimum	65,6 cm / 25,83 po	65 cm / 25,6 po
Capacité de charge	100 lb / 45 kg	100 lb / 45 kg
Poids	38 lb / 17,3 kg	30 lb / 13,6 kg
Dimensions du plateau	40,6 cm x 91 cm 16 po x 36 po	44,5 cm x 89 cm 17,5 po x 35 po
Dimensions de l'extension	NA	Disponible avec le plateau de table extensible. 20,3 cm x 8 po
Base de table peinte		
Hauteur	7,3 cm / 2,875 po	7,3 cm / 2,875 po
Largeur	78,7 cm / 31 po	78,7 cm / 31 po

Umano Medical se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

COULEURS DU PRODUIT

Stratifiés



Érable naturel

Érable montagne

Érable gingembre

Noyer toscane

Cerisier

Plateau en acrylique



Sable

Blanc cassé

Base de table



Mégalithe

Argent



Cerisier bourbon

Noisette

Chocolat classique

Gris anthracite

Neige




umano medical

Umano Medical Inc.
230, boulevard Nilus-Leclerc
L'Islet QC G0R 2C0 CANADA
Numéro sans frais : 1 877 247-7494
information@umanomedical.com
umanomedical.com

